



medical



Mon Lumi MISC

Immersif et interactif...tout simplement !

Les différences qui font la différence !

OUVERT

- Logiciels natifs standards ou personnalisés
- Apps d'éditeurs tiers

SIMPLE & MOBILE

- Simplicité d'usage
- Mobile et léger



VERSATILE

- Usage Table/Sol/Mur
- Animation et rééducation
- Rééducation motrice et cognitive

TECHNOLOGIE

- Interactive ET tactile
- Tous supports
- Customisable et adaptable



médical

MISC by mon lumi

outil polyvalent de stimulation cognitive, motrice, sociale et sensorielle, simple à utiliser et adapté à des publics fragilisés.

MISC est une solution Solution audiovisuelle tout-en-un qui transforme les tables, murs et sols en surfaces de projection interactives et tactiles.

Facilement transportable, et d'une utilisation très simple, elle est ainsi parfaite pour les petites salles de réunions, les chantiers, les espaces dédiés au médico-social, les écoles.

Elle est donc destinée entre autres à **transformer une table ou salle conventionnelle en dispositif multimédia** engageant qui facilite les interactions avec les usagers (patients, enfants en milieu scolaire). Cette solution permet de repenser les usages dans le médico-social tant au niveau des activités thérapeutiques (travail sur la mobilité, la coordination, et les fonctions neuronales) que pour la partie animation

Avec MISC les collaborateurs auront le choix de réaliser au choix une **animation pour des groupes de patients** ou **du travail de rééducation (Psychologues, Ergothérapeutes etc.)** et ce en grands ou en petits groupes et sur n'importe quel support (tables, sols, murs).

Cette solution, flexible, évolutive et intuitive dynamise les réunions partout où elles se tiendront.



Fonctions principales:

- Projection interactive
- Murs, tables sols deviennent multitouch
- Panneau de contrôle pour lancement d'applications



APPLICATIONS:


- Animations de groupe
- Travail thérapeutique (Ergothérapie, Rééducation physique et neuronale, Mobilité, Coordination, etc..)
- Accueil ludique des familles
- Projections vidéos libres

Immersif et interactif...tout simplement !

MISC *by mon lummi*



- Conçu pour la rééducation, les jeux, les activités, les vidéoconférences, etc.
- Facile à transporter et à placer dans n'importe quelle pièce
- Transforme une table conventionnelle en une surface multitouch
- Diffusion en 3 modes (mode table, sol et mur)
- Panneau de commande lancements Apps.
- Compatibles avec applications tierces



**MISC ne demande pas aux usagers de s'adapter à la technologie.
...C'est la technologie qui s'adapte à leurs capacités.**



- **Travailler les capacités, pas les limites**
Activités modulables pour cognition, attention, mémoire, langage et logique.
- **Développer la motricité fonctionnelle**
Jeux de coordination, précision gestuelle, latéralisation, réactivité visuo-motrice.
- **Renforcer l'autonomie**
Activités favorisant la prise d'initiative, le choix, l'action volontaire.
- **Soutenir la communication**
Jeux visuels et interactifs facilitant l'expression, la compréhension et la relation à l'autre.
- **Créer des réussites visibles**
Chaque action déclenche une réponse visuelle : l'utilisateur voit immédiatement qu'il agit et qu'il compte.
- **Favoriser le plaisir d'agir**
Le jeu devient moteur de progrès, sans pression, sans échec stigmatisant.

Immersif et interactif...tout simplement !

**Avec MISC, l'animation n'est plus seulement une activité :
...c'est un moment de vie partagé !**

Stimuler sans fatiguer

- Jeux de mémoire, d'attention, de reconnaissance visuelle et sonore pour entretenir les fonctions cognitives en douceur.

Bouger sans contraindre

- Activités de mouvement léger pour bras, mains et pieds, favorisant coordination, équilibre et prévention des chutes.

Créer du lien

- Jeux collectifs, animations participatives, moments partagés qui réduisent l'isolement et redonnent envie d'être ensemble.

Apaiser et rassurer


- Univers visuels doux (nature, eau, lumière) pour diminuer agitation, anxiété et troubles du comportement.

Valoriser le quotidien

- Décors interactifs sur murs et sols pour transformer les espaces et rompre la monotonie.

Relier les familles

- Support d'animations événementielles et de temps partagés, y compris à distance.



Apprendre en bougeant, en jouant, en explorant.

Avec MISC, l'apprentissage sort du cadre figé pour devenir une expérience vivante.



- **Apprendre par le corps**
Activités de mouvement, coordination, rythme et orientation spatiale.

- **Stimuler la curiosité**
Jeux visuels, sonores et interactifs qui donnent envie d'explorer et d'essayer.

- **Développer les fonctions cognitives**
Mémoire, attention, logique, langage, repérage et catégorisation.



What time is it?



25 8:30 7:55


10:00 2:30



- **Encourager la créativité**
Dessins interactifs, univers graphiques, expression libre et valorisée.

- **Apprendre ensemble**
Jeux collaboratifs favorisant entraide, règles communes et socialisation.

- **Transformer les espaces éducatifs**
Murs et sols deviennent supports pédagogiques et ludiques.



Immersif et interactif...tout simplement !

et pour les logiciels ?



des packs simples pour plus de lisibilité !

PACK CARE



Adapté à l'animation et la rééducation physique

PACK REHAB



Tout le Pack Care + des outils de travail thérapeutique neuronaux et notre plate forme **Aktiv Creator** pour créer des animations sur mesure

et pour les
logiciels ?



LOGICIELS DE LA SUITE

PACK CARE

PACK CARE

ANIMATIONS RÉCRÉATIVES INTERACTIVES

AKTIV OU LUMO

(TYPE TOVERTAFEL ET AUTRES)

Travailler la motricité globale et s'amuser ou rêver via nos projections interactives multi supports (sols, tables murs) qui transforment l'espace physique en terrain de stimulation ludique favorisant la mobilité et la coordiantion


Indicateurs Thérapeutiques

Orientation	
Mobilité	
Cognition sociale	
Attention	
Réflexion	
Mémoire	
Langage	



Solutions récréatives Bugs & Button

Les solutions Bugs and Button permettent de jouer, compter, exercer sa logique, sa mémoire mais également faire des mouvements pour aller attraper des animaux et objets. La suite est donc bien adaptée à l'animation, les exercices liés à la mémoire, la coordination, et enfin la rééducation de mouvements grâce à sa dimension physique



Fonctions stimulées :

Logique

Mémoire

Coordination

Comptage

Triage




Les suites sont composées de plusieurs jeux évolutifs, simples à comprendre et jouables en autonomie (mémoire, logique, labyrinthes, triage, tictactoe, puzzle, etc..)

Solutions immersives Snozelen

- Apaiser et relaxer les résidents via de nombreux environnements audiovisuels immersifs (Aquarium, Cheminée, Forêt, Champs nature, etc..)
- idéalement diffusés en mode mural pour un usage immersif à plusieurs



Lancement facile via
panneau de contrôle frontal
sur votre appareil MISC



et pour les
logiciels ?



LOGICIELS DE LA SUITE

PACK REHAB


(SONT EGALEMENT INCLUS TOUS
LES LOGICIELS DU PACK CARE)

AKTIV CREATOR™ : la suite d'activités personnalisables !

Vos activités, Vos patients, Votre liberté

La plateforme de création d'activités thérapeutiques 100% personnalisables.

- **Autonomie totale pour les thérapeutes :** Créez, adaptez et faites évoluer vos propres jeux interactifs (Quiz, Memory, Puzzles, etc.) en quelques minutes, sans aucune compétence technique.
- **Hyper-personnalisation :** Dépassez les bibliothèques figées en intégrant vos propres contenus. Utilisez les photos des résidents, de leurs familles ou des lieux familiers pour créer des supports qui ont véritablement du sens.
- **Adaptabilité parfaite :** Des activités pensées pour le handicap, la rééducation et les EHPAD, avec 3 niveaux de difficulté pour accompagner l'évolution des capacités de chaque personne.
- **Notre promesse :** Une technologie simple et intuitive qui s'efface au profit de la relation humaine.



STIMULATION COGNITIVE

La vocation de DYNSEO est de développer des programmes de stimulation cognitive adaptés aux besoins de chacun, sans mise en échec pour accompagner toute personne avec des besoins spécifiques

- Enfant Autiste
- Enfant TDAH
- Troubles DYS
- Dyspraxie
- Addiction aux écrans
- AVC
- Trisomie
- Parkinson
- Alzheimer
- Adultes TDAH
- Adultes autistes
- Sclérose en plaques
- Cancer
- Paralysie cérébrale




COCO PENSE et COCO BOUGE

Le coach éducatif COCO propose à vos enfants des jeux éducatifs et physiques. Toutes les 15 minutes d'écran, une pause sportive est imposée. Du temps d'écran intelligent et sans internet.



JOE, COACH CÉRÉBRAL

Avec votre coach cérébral JOE, entraînez votre cerveau avec des jeux de réflexion, de stratégie, ainsi que des jeux sur la culture, la géographie ou la littérature. Choisissez également les fonctions cognitives à stimuler.



EDITH, COACH MÉMOIRE

Votre coach EDITH vous propose plus de 30 jeux de mémoire faciles et adaptés, sur tablette. Pas de timer ni de score, l'important est de prendre plaisir à jouer. Pas besoin d'internet pour jouer !

et si ça ne suffit pas, vous avez également de nombreuses options avec nos partenaires




Solutions De rééducation Neuronales et Physiques

NOTRE PARTENAIRE : NEURONUP

MON LUMI a entrepris de construire des partenariats avec des éditeurs de jeux adaptés à certains usages.

Pour le milieu médical, NeuronUP s'est imposé comme notre partenaire de référence dans ces domaines :

- Attention
- Orientation
- Mémoire
- Langage
- Fonctions exécutives
- Gnosie
- Praxie
- Cognition sociale
- Habiletés visuo-spatiales



WIVY : Solutions d'animation récréatives pour personnes âgées



Les Animations
de Wivy

Un catalogue d'animations collectives clés en main avec des nouveautés chaque semaine !



Le JukeBox
de Wivy

Transformez votre lampe MON LUMI en borne musicale et emmenez-la partout dans votre établissement !




Les Remue
Méninges
de Wivy

Des jeux cognitifs simples, rapides et faciles à utiliser pour stimuler les résidents en EHPAD et résidence seniors.



La Gazette
de Wivy

Nombreux jeux variés et adaptés aux personnes âgées, de l'actualité positive, des anecdotes...



Solutions récréatives personnalisables

Campfire de Nuiteq



Solutions personnalisables récréatives Snowflake pour l'animation des espaces communs



Jeux de réflexion, d'observation, détente, musicaux etc.. pour tous types d'âges
les menus sont configurables et permettent de ne sélectionner que les animations adaptées à vos publics





PC

Intel Core i7 8250U quad core
 Mémoire: DDR4 2133/2400MHz 8GB
 Storage: SSD 128 Go
 Wireless Networking 2.4G & 5G Wifi B/G/N I/O
 Port: 2X USB 2.0 connecteurs, 1X DC power, 1X HDMI out
 Carte Graphique intégrée (Intel IRIS)
 Power: 19V 65W
 Windows 11 pré-installé
 SOURCES: Interne et externe via HDMI/USB-C

PROJECTION

Résolution Native : 1920 x 1080 (1080P)
 Luminosité (DC): 1300 Lumens
 Ratio optique: 0,23
 Contraste : 2000:1
 Bruit: 37dB
 Aspect : 16:9
 Taille image standard Table: 49x89 cm
 Taille image standard murale/sol (distance de la surface de projection 26 cm) 106x187 cm
 Source lumineuse: Triple RGB LEDs
 Durée de vie: 30,000hrs
 Consommation: 62W
 Formats: MP3 / WMA / OGG / WAV / AVI BMP / JPG / GIF / TXT
 Conformités: CE, FCC Class A



Système tactile

Calibrage : calibrage automatique
 Technologie : vision par ordinateur, analyse d'images et technologie de faisceau laser (2)
 Longueur d'onde du laser : 940 nm
 Puissance : 5w
 Puissance du faisceau laser : 280 mw*2 faisceaux
 Alimentation: 3,3 V/2A
 Taux de rafraîchissement du signal : 120 fps
 Précision de position : ±3 pixels
 Format d'image : 3, 16:9, 16:10
 Calibrage : Automatique (5s) / Manuel (25/36 points)

Reconnaissance des gestes

Multi-touch : toucher dix points, écrire / effacer
 Écrire avec un seul doigt, Effacer avec la paume,
 Deux doigts pour les mouvements
 Deux doigts éloignés pour zoomer et dézoomer,
 Max, Min fenêtres,
 Zoomer ou dézoomer
 Faire pivoter l'image,
 Un doigt pour barre de défilement.
 Latence : <30 ms
 Filtre : contrôle automatique par logiciel pour améliorer la stabilité.
 Taille active minimale : 40 pouces

Général

Dimensions L/H/P : 39,5 x 29 x 14,5 cm
 Poids : 6,1 kg

- Fonctionne en **Mode table et mur**
- Peut être **connecté à des ressources tierces**
- Peut être **relié à votre système d'information**
- Peut **contrôler des machines et des appareils**
- **Adapté à tous les environnements** (milieux corrosifs, métal, bois, pierre, surfaces)
- Peut être **utilisé avec des gants**

Mobilier de support en option

Permet transport
 Réglage hauteur pour usages sols et tables



MON LUMI SAS

29 rue de la Mare

75020 Paris - France



NOTRE EMAIL

contact@mon-lumi.com



NOUS CONTACTER

+33 (1) 8087 6336

+33 (1) 68556 3050



NOS SITES WEB

www.monlumimedical.com

www.mon-lumi.com

facebook

<https://www.facebook.com/p/Mon-lumi-100067850385789/>



<https://www.instagram.com/mon.lumi/>

Immersif et interactif...tout simplement !